



ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ


1. ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।



2. ਫਿਰ, ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਓਥੇ ਫੜੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੋਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੋ।



3. ਡੋਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਧੱਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਕ ਜਾਵੇ।




4. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਟੇਨਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ (ਜਾਰੀ)

5. ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ।



6. ਫਿਰ, ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਓਥੇ ਫੜੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ।



ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ: danalogic.co.uk/patient-portal