


डेनालोजिक एक्सटेन्डको लागि दायाँ र बायाँ श्रवण विज्ञापनहरू पहिचान गर्दै



तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू प्रत्येक कानको लागि प्रोग्राम गरिएका छन्। तपाईंले प्रत्येक कानमा सही श्रवण यन्त्र लगाउनु महत्त्वपूर्ण छ र तिनीहरूलाई साट्नु हुँदैन। तपाईंको श्रवण यन्त्रहरूमा कुन कानको लागि प्रोग्राम गरिएको छ भनेर जान्न मद्दत गर्न रंगीन मार्करहरू छन्।

रातो मार्करले दायाँ श्रवण यन्त्रलाई संकेत गर्दछ र नीलो मार्करले बायाँ श्रवण यन्त्रलाई संकेत गर्दछ।

यस पृष्ठमा रहेको छविले तपाईंलाई आफ्नो रंगीन मार्कर कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भनेर देखाउँछ।

यदि तपाईंले कुनै रंगीन मार्करहरू देख्न सक्नुहुन्न भने कृपया आफ्नो स्थानीय श्रवण विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।



थप समर्थनको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी समर्थन पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal