

डेनालोजिक एक्सटेन्ड गर्नुहोस् BTE LED प्रकाश नियन्त्रण सेटिङहरू

	सफ्टवेयरको कार्य	खोलुनुहोस्	बन्द गर्नुहोस्	चार्जरमा		कम ब्याट्री
				चार्ज हुँदै	पूर्णरूपमा चार्ज गरिएको	
LED प्रकाश नियन्त्रण सेटिङहरू	असक्षम पारिएको					
	एक पटक फल्यास गर्नुहोस्					
	निरन्तर फल्यास					

	सफ्टवेयरको कार्य	भोल्युम परिवर्तन गर्नुहोस्	भोल्युम सीमा	कार्यक्रम स्थिति	DAI	उडान मोड
LED प्रकाश नियन्त्रण सेटिङहरू	असक्षम पारिएको					
	एक पटक फल्यास					
	निरन्तर फल्यास					

नोटहरू:

- कम ब्याट्री चेतावनीको लागि अन्य सबै सूचकहरू भन्दा प्राथमिकता दिइन्छ।



थप सहायताको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal

NHS को लागि सही विकल्प

danalogic GN