


danalogic Extend ਲਈ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ



ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਹਰੇਕ ਕੰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਮਾਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਲ ਮਾਰਕਰ ਸੱਜੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਮਾਰਕਰ ਖੱਬੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗੀਨ ਮਾਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Audiology ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: danalogic.co.uk/patient-portal