

danalogic Extend BTE LED ਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

	ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ	ਚਾਲੂ ਕਰੋ	ਬੰਦ ਕਰੋ	ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ		ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਹੈ
				ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ	ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ	
LED ਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ	ਬੰਦ			 ...	 ...	 ...
	ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼			 ...	 ...	 ...
	ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼			 ...	 ...	 ...

	ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ	ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਓ/ ਘਟਾਓ	ਵਾਲਿਊਮ ਲਿਮਿਟ	ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ	DAI	ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ
LED ਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ	ਬੰਦ	 ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ	 ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ	 ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ	 ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ	 ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ
	ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼	 ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ 1 x	 ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 x	 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ 1 x	 ਕਿਰਿਆ-ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 x	 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 x (1 ਲੀਮਾ ਪਲਕ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਡਬਲ ਪਲਕ)
	ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼	 ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ 1 x	 ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 x	 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ 1 x	 ਕਿਰਿਆ-ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਤੇ 1 x	 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 x (1 ਲੀਮਾ ਪਲਕ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਡਬਲ ਪਲਕ)

ਨੋਟ:
• ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।



ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: danalogic.co.uk/patient-portal